





**IL FUTURO È LA
TERMOCRIOLIPOLISI**

Contro gli accumuli di grasso
resistenti alla dieta e all'esercizio fisico

BALDAN
G R O U P



I



IL PASSATO: DAL FREDDO...

2 Oltre 10 anni fa si ebbe l'idea di attaccare il grasso esponendolo alle basse temperature, per sfruttare la sensibilità degli adipociti nei confronti del freddo. I risultati furono sicuramente interessanti.



...AL CALDO

Poi, negli ultimi anni, un risultato ancora superiore è stato raggiunto con una tecnica contraria, esponendo cioè il grasso a temperature superiori a 40 gradi grazie al laser 1060 nm.

È BEN NOTO INFATTI CHE LA CELLULA ADIPOSITA FATICA A DIFENDERSI SIA DAL FREDDO CHE DAL CALDO!



I

IL FUTURO, LA TERMOCRIOLIPOLISI

Sotto ponendo la cellula adiposa ad un **doppio attacco caldo/freddo**, ovvero ad uno **SHOCK TERMICO** micidiale, il grasso è costretto ad arrendersi, abbandonando le posizioni.

**I CUSCINETTI ADIPOSИ RISULTERANNO
COSÌ RIDOTTI E LA SILHOUETTE RIDEFINITA
IN MODO *permanente*.**



Contro gli accumuli di grasso
resistenti alla dieta e all'esercizio fisico:

TCL TERMOCRIOLIPO DI BALDAN GROUP.

*Vedrai i cambiamenti
in poche sedute,
senza dolore e senza
trattamenti invasivi.*





T-CL
TERMO-CRIOLIPO

L

LE TEMPERATURE

6

Con i manipoli di TCL Termocriolipo potrai esporre in modo dinamico e controllato la zona da ridurre a temperature che variano da:



-10 gradi



a +40 gradi



E

GLI EFFETTI

Questo massaggio **CALDO/FREDDO/CALDO** nella stessa seduta, concentrato tra **2 e 4 CENTIMETRI DI PROFONDITÀ**, produce:



*Riduzione
del grasso*



*Drenaggio dei
liquidi cellulitici*



*Produzione di
collagene ed elastina.
Aumento del tono
cutaneo*



*Ossigenazione
dei tessuti*



*Rilassamento
muscolare*



1

Il manipolo grande per effettuare trattamenti estesi sulle aree del corpo.



2

Il manipolo piccolo per zone più limitate come il viso.

M

I MANIPOLI

TCL TERMOCRIOLIPO
ha **2 MANIPOLI** di diverse dimensioni

9

ENTRAMBI HANNO UN *sensore* CHE RILEVA LA TEMPERATURA CUTANEA RIPORTANDOLA SUL MONITOR DELLA TECNOLOGIA IN MODO CHE *l'operatore* POSSA SEMPRE CONTROLLARNE L'ANDAMENTO PER OTTIMIZZARE I RISULTATI NELLA MASSIMA SICUREZZA.

È INOLTRE PRESENTE UN ACCELEROMETRO CHE RILASCIATA UN SEGNALE ACUSTICO CHE AVVISA L'OPERATORE QUALORA SI SOFFERMI SU UNA SEZIONE DI TESSUTO PER UN TEMPO RITENUTO ECCESSIVO DAL DISPOSITIVO.



F

DMA (ATTIVAZIONE MUSCOLARE DINAMICA) FUNZIONAMENTO

Per combattere gli inestetismi più ostici, l'applicatore in movimento di TCL, durante la fase di calore, emette un'elettrostimolazione variabile e modulabile che attiva il lavoro muscolare.

**NON SOLO
CALDO/FREDDO**




SUL CORPO

Gli impulsi di elettrostimolazione attivano la contrazione del sottostante strato muscolare e, insieme allo shock termico esercitato dal manipolo, si determina un diretto utilizzo dei grassi localizzati.

SUL VISO

Il caldo-freddo in sinergia con la stimolazione DMA crea un effetto di sollevamento e di tonificazione sia della cute che della muscolatura di sostegno: effetto lifting.



P

I PROGRAMMI

Diversificando temperatura e tempi di applicazione, **TCL TERMOCRIOLIPO** offre all'operatore oltre **8 PROGRAMMI GIÀ PREIMPOSTATI**, differenziati per area e per inestetismo.

13

Corpo

- Adiposità localizzate, differenziate per glutei, addome, gambe, braccia, schiena, collo
- Cellulite, differenziata per aree come sopra
- Tonificazione differenziata per area come sopra
- Rilassamento muscolare

Viso

- Lifting
- Rughe
- Décolleté
- Doppio mento

R

14

I RISULTATI

L'aspetto cutaneo cambia dalla prima seduta così come la tonicità muscolare. La riduzione dell'adipe e della cellulite aumenta dopo ogni seduta e diventa molto evidente dopo 20 / 30 giorni di trattamento.





BALDAN
GROUP
www.baldangroup.com

I prodotti possono subire modifiche. Tutte le immagini sono inserite al solo scopo illustrativo.